

	T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KEPSUT MESLEK YÜKSEKOKULU OTOKLAV KULLANIM TALİMATI	Doküman No	Doldurmayınız
		İlk Yayın Tarihi	Doldurmayınız
		Revizyon Tarihi	Doldurmayınız
		Revizyon No	Doldurmayınız
		Sayfa No	—

1. AMAÇ

Otoklavın sterilizasyon işlemlerinde güvenli, kontrollü ve izlenebilir biçimde kullanılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Kepsut Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı laboratuvarlarında cihazı kullanmaya yetkilendirilmiş öğretim elemanları, teknik personel ve sorumlu gözetimindeki öğrencileri kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Laboratuvar sorumlusu cihazın bakım, kontrol ve yetkilendirmesini takip eder. Kullanıcı talimata, risk değerlendirmesine ve cihaz üreticisinin kılavuzuna uyar; arızayı derhal bildirir. Öğrenciler cihazı sorumlu gözetimi dışında kullanamaz.

4. TALİMATLAR/KULLANMA TALİMATI

1. Cihazın elektrik bağlantısını, su düzeyini, kapak contasını ve göstergelerini kontrol edin. Üretici kılavuzunda belirtilen uygun suyu kullanın.
2. Power tuşuna basın. Kapak yalnızca cihaz güvenli durumdayken Lid Open komutuyla açılır; su seviyesi üretici tarafından belirtilen işarete göre kontrol edilir.
3. Steril edilecek malzemeleri otoklava uygun sepetlere aşırı sıkıştırmadan yerleştirin; uygun kimyasal indikatör/otoklav bandı kullanın.
4. Malzeme türüne uygun ve cihaz için doğrulanmış sterilizasyon programını seçin. Kapak Lid Close komutuyla güvenli kapatılır.
5. Start tuşuna basın. İşlem sırasında kapağı açmaya veya güvenlik kilidini devre dışı bırakmaya çalışmayın.
6. Döngü tamamlandığında basıncın güvenli düzeye indiğini, sıcaklık ve program bitiş göstergelerini doğrulayın; kapak yalnızca cihaz izin verdiğinde açılır.
7. Isıya dayanıklı eldiven ve uygun koruyucu donanım ile malzemeleri dikkatlice çıkarın. Kimyasal indikatör sonucunu ve varsa çevrim kaydını kontrol edin.
8. Cihazı üretici talimatına göre kapatın. Atık su haznesi yalnızca soğuduktan sonra ve sıvının niteliğine uygun atık prosedürüyle boşaltılır; potansiyel kontamine sıvılar doğrudan lavaboya dökülmez.