

	T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KEPSUT MESLEK YÜKSEKOKULU DİSTİLE SU CİHAZI KULLANIM TALİMATI	Doküman No	Doldurmayınız
		İlk Yayın Tarihi	Doldurmayınız
		Revizyon Tarihi	Doldurmayınız
		Revizyon No	Doldurmayınız
		Sayfa No	—

1. AMAÇ

Laboratuvar çalışmalarında kullanılacak distile suyun cihazın güvenli işletimiyle elde edilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Kepsut Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı laboratuvarlarında cihazı kullanmaya yetkilendirilmiş öğretim elemanları, teknik personel ve sorumlu gözetimindeki öğrencileri kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Laboratuvar sorumlusu cihazın bakım, kontrol ve yetkilendirmesini takip eder. Kullanıcı talimata, risk değerlendirmesine ve cihaz üreticisinin kılavuzuna uyar; arızayı derhal bildirir. Öğrenciler cihazı sorumlu gözetimi dışında kullanamaz.

4. TALİMATLAR/KULLANMA TALİMATI

1. Cihazın elektrik bağlantısını, besleme suyu hattını, hortum bağlantılarını ve toplama kabının temizliğini kontrol edin.
2. Distile su çıkış hortumunu temiz ve uygun etiketli toplama bidonuna yerleştirin; hortumun sabit olduğundan emin olun.
3. Üretici kılavuzunun öngördüğü sırayla besleme suyu musluğunu açın ve cihazın açma/kapama tuşunu etkinleştirin.
4. Çalışma sırasında su akışını, sızıntı olup olmadığını, toplama kabının doluluk seviyesini ve olağandışı ısınmayı izleyin.
5. İstenen miktar elde edilince cihazı üretici talimatına göre kapatın; ardından besleme suyu musluğunu kapatın.
6. Güvenli soğuma tamamlandıktan sonra gerekli ise fişi çekin; hortumu ve toplama kabını kontaminasyona yol açmayacak biçimde muhafaza edin.
7. Sıcak yüzeylere ve sıcak suya temas etmeyin. Su kesintisi, sızıntı, taşma veya arıza halinde cihazı güvenli durdurup laboratuvar sorumlusuna bildirin.