

	T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KEPSUT MESLEK YÜKSEKOKULU LAMİNAR FLOW KABİN KULLANIM TALİMATI	Doküman No	Doldurmayınız
		İlk Yayın Tarihi	Doldurmayınız
		Revizyon Tarihi	Doldurmayınız
		Revizyon No	Doldurmayınız
		Sayfa No	—

1. AMAÇ

Laminar flow kabininin doğru ve güvenli kullanımını, çalışma alanının temiz tutulmasını ve çapraz kontaminasyonun azaltılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Kepsut Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı laboratuvarlarında cihazı kullanmaya yetkilendirilmiş öğretim elemanları, teknik personel ve sorumlu gözetimindeki öğrencileri kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Laboratuvar sorumlusu cihazın bakım, kontrol ve yetkilendirmesini takip eder. Kullanıcı talimata, risk değerlendirmesine ve cihaz üreticisinin kılavuzuna uyar; arızayı derhal bildirir. Öğrenciler cihazı sorumlu gözetimi dışında kullanamaz.

4. TALİMATLAR/KULLANMA TALİMATI

1. Cihazın elektrik bağlantısını, kabin camını, çalışma yüzeyini ve uyarı göstergelerini kontrol edin. Arıza varsa kullanmayın.
2. Sağ taraftaki açma/kapama tuşunu açın; ekran açılınca cihazın hızlı başlatma/çalışma modunu üretici talimatına göre etkinleştirin.
3. Çalışma alanını uygun dezenfektanla temizleyin; kabin içine hava akışını engelleyecek fazla malzeme koymayın.
4. İşlem boyunca uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. Kullanılan malzemeleri türüne göre uygun atık kabına ayırın.
5. Çalışma bitince yüzeyi uygun dezenfektanla silin; çalışma modunu kapatın ve camı cihazın kullanım kılavuzuna uygun biçimde kapatın.
6. Aydınlatmayı kapatın. UV donanımı varsa yalnızca kabin boşken, insan maruziyeti önlenerek ve cihaz üreticisinin onayladığı koşullarda kullanın; kaynak metindeki 15 dakika süresi cihaz kılavuzundan doğrulanmalıdır.
7. UV kapalı olduğundan emin olun; açma/kapama tuşunu kapatın. Fişi çekiniz.